

Distributor

 DAHLHAUSEN CZ

Výrobce

 OKLand®

Polohovací pomůcky



Auckland Medical

GELOVÉ PODLOŽKY	04
Podložky pod hlavu a krk	05
Podložky ramen a paží	12
Hrudní a tělové podložky	14
Podložky pro dolní končetiny	20
Podložky pro operační stoly	23
Univerzální polohovače a příslušenství	24
Pediatrické podložky	26
 LITOTOMICKÉ TŘMENY	 28
 CELKOVÉ POLOHOVÁNÍ	 32
Supinační	33
Pronační	34
Laterální	35
Litotomická	36
 TECHNICKÉ INFORMACE	 37
Vlastnosti produktů	38
Zvláštní poznámky	39



Podložky pro polohování hlavy, prostrační / 1101



Podložky určené k mechanické podpoře hlavy a obličeje pacienta v prostrační poloze při operačních výkonech.

Poznámka:
1101-2 určeno pro relaxaci pacienta po operaci.



Model	Velikost (cm)	Model	Velikost (cm)
1101-1 (Pěnové jádro)	28 x 24 x 14	1101-8 (Pediatrický)	20 x 16 x 11
1101-2	25 x 20 x 10	1101-9 (Pediatrický)	21 x 18 x 11
1101-4 (Pediatrický)	23 x 20 x 6	1101-11 (Transparentní)	23 x 20 x 11.5
1101-7	18 x 22 x 6	1101-12 (Transparentní)	24 x 20 x 13
Kombinované podložky z měkkého/tvrdého gelu.		1101-13	24 x 20 x 13
Horní část: Měkký gel, spodní část: Tvrdý gel		1101-19	27 x 22 x 12.5
Model	Velikost (cm)	1101-14 (Pěnový/jednorázový)	30 x 24 x 15
1101-3	23 x 20 x 11.5	1101-17	33 x 27.5 x 17.5
1101-6	28 x 24 x 14	1101-18	22 x 19.5 x 11

Podložky pro polohování hlavy, prostrační (jednorázové) / 1101-14

Vlastnosti

Podložka je ergonomicky navržena pro oporu pacienta v prostrační poloze. Pomocí akrylového zrcadla může klinický personál průběžně sledovat intubaci a průchodnost dýchacích cest pacienta. Podložka je propustná pro RTG paprsky a neobsahuje latex.

Návod k použití

- Odstraňte ochrannou fólii ze zrcadla
- Nastavte zrcadlo tak, aby poskytovalo optimální pohled na obličej pacienta v prostrační poloze.
- Intubujte pacienta v supinanční poloze.
- Nastavte prostrační podložku přes obličej pacienta a zaveďte rourky bočním otvorem na podložce.
- Držte podložku pevně u obličeje pacienta a otočte pacienta do prostrační polohy.
- Položte prostrační podložku doprostřed zrcadla.
- Zkontrolujte, zda je obličej pacienta správně umístěn na podložku a zda nedochází k nadměrnému tlaku na nadočnicový oblouk a zda se nedotýká nosu pacienta na zrcadle
- Ověřte, zda je tělo pacienta v neutrální poloze.
- Během operace průběžně kontrolujte správnou intubaci a průchodnost dýchacích cest.



Varování

- Pouze na jedno použití.
- Nevystavujte nadměrnému chladu nebo teplu.
- Chraňte před přímým slunečním světlem a ultrafialovým zářením.

Model	Velikost (cm)
1101-14	30 x 24 x 15

Nastavitelné podložky pro oporu hlavy v prostrační poloze


Vlastnosti

- Nastavitelná základna je opakovaně použitelná.
- Pěnová podložka je určena pouze na jedno použití.
- Výškově a délkově nastavitelná hlavová podložka pro použití v prostrační poloze.
- Rozsah nastavení výšky: 0~28 mm.
- Rozsah nastavení vzdálenosti mezi jednorázovými pěnovými podložkami: 15~70 mm.



Použití při operaci

- Položte odrazové zrcadlo na operační stůl. Vložte jednorázové pěnové podložky na nastavitelnou základnu.
- Nasadte nastavovací základnu na zrcadlo a ujistěte se, že je základna dobře upevněna v otvorech zrcadla. Otáčením nastavovacího kolečka pro pěnové podložky nastavte pěnové podložky podle potřeby.
- Položte pacienta na jednorázové pěnové podložky. Otáčením koleček pro nastavení výšky nastavte pacienta do požadované výšky.



Model	Velikost (cm)
1101-17	33 x 27,5 x 17,5
1101-18	22 x 19,5 x 11

Podložky pod hlavu typ Donut / 1102



Na ochranu a polohování hlavy pacienta při různých chirurgických výkonech, včetně výkonů ORL, plastické, všeobecné a oční chirurgie.



Model	Velikost (cm)
1102-1	20 x 7 x 7
1102-2	20 x 7 x 5
1102-3 (Pediatrický)	14 x 5 x 3
1102-4 (Pediatrický)	10 x 4 x 2.5
1102-5 (Neonatální)	8 x 3 x 2
1102-6	20 x 7 x 3
1102-7 (Pediatrický)	14 x 7 x 2.5
1102-8 (Pediatrický)	14 x 5 x 2.5
1102-9	18 x 10 x 3.5
1102-10	20 x 12 x 3.5
1102-11	22 x 15 x 3.5

Konturované podhlavníky pro pacienty v supinační poloze / 1104



Na ochranu a oporu hlavy a krku při operacích v supinační poloze. Podložku lze použít také k ochraně ramen, kyčle a kolen při operacích v poloze na boku.



Model	Velikost (cm)
1104	18 x 18 x 8

Podhlavníky typu podkova / 1103



Pro zajištění volného průchodu pro dýchání a zavedení anestetických trubic u pacientů v poloze na zádech nebo na boku.




Model	Velikost (cm)
1103-1	20 x 7 x 7
1103-2	20 x 7 x 5
1103-3 (Pediatrický)	14 x 5 x 3
1103-4 (Pediatrický)	10 x 4 x 2.5
1103-5 (Neonatální)	8 x 3 x 2
1103-6	20 x 7 x 3
1103-7	20 x 7 x 5
1103-8	20 x 7 x 5
1103-9 (Pediatrický)	10 x 4 x 2.5

Hlavové podložky pro oční operace / 1105



Na ochranu a oporu hlavy při výkonech oční a čelistní chirurgie. Podložka může sloužit k zajištění komfortu i u pacientů v lokální anestezii.



Model	Velikost (cm)
1105-1	23 x 23 x 4
1105-2	22 x 19 x 6
1105-3	24 x 22 x 7
1105-4	15 x 15 x 3.5
1105-5	29 x 28.5 x 7/3.3

Ploché podložky pod hlavu / 1106



Snižují tlak na hlavu a udržují hlavu v pohodlné poloze. Podložky lze použít také v kombinaci s doplňkovým stojanem pro zajištění opory a ochrany kolen, boků a perinea při operacích v poloze na boku.



Model	Velikost (cm)
1106-1	25 x 23 x 6
1106-2	25 x 18 x 3
1106-3	45 x 15 x 10
1106-4	15 x 16 x 5

Podložky pod hlavu ve tvaru misky / 1107



Podložky pod hlavu ve tvaru misky jsou určeny k použití při operacích v horizontální poloze (neurochirurgie a ORL chirurgie) na podporu a ochranu hlavy.

Model	Vnitřní/vnější kroužek (cm)
1107-1	8 x 2 / 20 x 5
1107-2 (Pediatrický)	6 x 1.5 / 14 x 3
1107-3	8.5 x 3 / 20 x 5

Miskovité podložky pod hlavu ve tvaru podkovy / 1108



Miskovité podložky pod hlavu ve tvaru podkovy jsou určeny pro použití při operacích v supinační nebo laterální poloze, a poskytuje pacientům pocit pohody a stability. V rámci operace jsou vhodné k provedení intubace v celkové anestezii.

Model	Velikost (cm)
1108-1	20 x 5.5
1108-2 (Pediatrický)	14 x 3.5

Hlavové podložky typu Donut ve tvaru kisoidy / 1109



Hlavové podložky typu Donut ve tvaru kisoidy jsou určeny pro použití při operacích v supinační poloze (neurochirurgie a ORL chirurgie).

Model	Velikost (cm)
1109-1	20 x 7 x 4 (-1.5)
1109-2	20 x 9 x 5 (-1.5)

Podložky pro polohování při výkonech na štítné žláze



Polohovací podložky pro štítnou žlázu jsou určeny pro ochranu a oporu krku při operacích štítné žlázy a krku. Podložky pomáhají chirurgům rozšířit zorné pole při operaci. Doporučuje se používat podložku 1110-1 společně s podložkou 1110-2.




Model	Velikost (cm)
1110-1 (Pěnová základna)	40 x 30 x 12
1110-2	6 x 3 / 14 x 4.5
1110-3 (Spongiózní základna)	48 x 39 x 9
1110-4 (Pediatrický)	40 x 30 x 8
1110-6	50 x 39 x 8
1110-7	53 x 39 x 12

Univerzální podložky pro opěrku paže / 2101



Lze připevnit na standardní opěrku paže, kde poskytuje ochranu bicepsu, loktu a předloktí pacienta.



Model	Velikost (cm)
2101-1	40 x 16 x 1
2101-2	60 x 16 x 1
2101-3	75 x 16 x 2
2101-4	50 x 15 x 1.5

Chrániče loktů / 2102



Chrání loket a zabraňují poranění loketního nervu.

Model	Velikost (cm)
2102	40 x 15 x 1.5

Chrániče zápěstí / 2103



Fixace a ochrana zápěstí, brání poranění nervů.

Model	Velikost (cm)
2103	25 x 5 x 1
2103-1	32 x 5 x 1

Podložky pro ochranu paže



Pro fixaci horních končetin při operacích v supinační poloze.



Model	Velikost (cm)
2104	40 x 20 x 1.8

Prezentační gelové podložky / 2109



K ochraně zápěstí a čela.

Model	Velikost (cm)
2109-1	10 x 5 x 2
2109-2	10 x 6.5 x 2

Laterální podložky / 3101



Lze použít při všech operacích v laterální poloze, poskytuje ochranu ramene a horních končetin a zmírňuje tlak na nervové tkáně.



Model	Velikost (cm)
3101-1 (Spongiózní základna)	72 x 46 x 15
3101-2 (Pěnová základna)	70 x 50 x 16
3101-3 (V kombinaci s paměťovou pěnou a gelem)	72 x 46 x 15


Příklady polohování pomocí bočních podložek a polohovacích zařízení



Nastavte přední část operačního stolu, položte na ni boční podložku a vyrovnejte horní plochu boční podložky s hlavní částí operačního stolu.



Uložte pacienta na operační stůl v supinační poloze a proveďte anestezii.



Položte pacienta do laterální polohy a proveďte operaci.

Laterální fixační systém pro náhradu kyčelního kloubu / 6101



OKLand® Laterální fixační systém pro náhradu kyčelního kloubu je speciálně navržen pro operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Systém pomáhá udržovat sagitální rovinu pacienta rovnoběžně s operačním stolem a koronální rovinu pacienta svisle k operačnímu stolu. Systém výrazně zvyšuje přesnost umístění náhrady kyčelního kloubu, eliminuje pooperační komplikace a zvyšuje míru přežití a očekávanou životnost náhrad kyčelního kloubu.

Horizontální sagitální rovina



Stabilní operační místo pro náhradu kyčelního kloubu



Model		Velikost (cm)
6101-1	Polohovací deska	102 x 50 x 2
6101-1- A(B)	Polohovací sloupky	18 x 4 (28 x 4)
6101-2	Fixátory desky	16 x 13 x 11
6101-2-C	Svorky kolejnic	25 x 10 (30 x 10)
6101-3	Ochranná podložka pro boční upevňovací systém	110 x 70 x 1.5

Podložky pro použití v prostrační poloze / 3102



Poskytují ochranu a snižují tlak na hrudník. Zároveň poskytují volný prostor pro břicho pacienta. Pomáhají udržovat dobré dýchání a oběhové funkce při operacích krční a bederní páteře.



Model	Velikost (cm)
3102-1 (Spongiózní základna)	63 x 46 x 13
3102-3 (Pěnová základna)	60 x 49 x 18
3102-10	50 x 16 x 13/9
3102-10(A) (Pediatrický)	40 x 16 x 13/9
3102-10(B) (Pediatrický)	30 x 16 x 13/9

Podložky pro hrudník a kyčelní kost / 3103



Podložky určené k mechanické podpoře hrudníku a kyčelní kosti při operacích v prostrační poloze. Konstrukce podložek umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku. Podložku lze použít také k podepření ramene při operacích v supinační poloze a k uvolnění celého hrudníku při kardiochirurgii.

Model	Velikost (cm)	Model	Velikost (cm)
3103	50 x 20 x 7	3103-4	25 x 15 x 4
3103-1 (Pěnové jádro)	50 x 20 x 7	3103-5	30 x 12 x 4
3103-2 (Pediatrický)	7 x 4 x 4	3103-6	48 x 25 x 10
3103-3	14 x 4 x 4	3103-7	40 x 22 x 10

Podložky pod kyčle / 3104



K ochraně křížové kosti před proleženinami.

Model	Velikost (cm)
3104	50 x 40 x 1.5
3104-14	50 x 50 x 3
3104-16	44 x 42 x 3.5
3104-18	31 x 32.5 x 5

Podložky na sedák kolečkového křesla



Model	Velikost (cm)	Model	Velikost (cm)
3104-1	50 x 40 x 1.8	3104-3	40 x 41 x 1.8

Model	Velikost (cm)
3104-4	43 x 41 x 1.8
3104-5	46 x 41 x 1.8
3104-6	46 x 41 x 2.8
3104-7	50 x 41 x 2.8
3104-8	40 x 41 x 1.5
3104-9	43 x 41 x 1.5
3104-10	46 x 41 x 1.5
3104-11	50 x 43 x 1.5

Sedací polštáře pro pacienty s hemoroidy



Polštář pomáhá snížit tlak na oblast rektu vsedě, usnadňuje žilní návrat do oblasti rektu a zmírňuje křeče análního svěrače. Polštář pomáhá zmírnit pooperační lokální mokvání a zmírňuje bolestivost operací v oblasti rektu.

Model:	3104-2	Velikost (cm):	40 x 30 x 5
---------------	--------	-----------------------	-------------

Chránič sloupku operačního stolu / 3105



Pro prevenci kompresního poranění perinea.

Model	Velikost (cm)
3105	27 x 20 x 1.5
3105-1	16 x 15 x 2.5

Chrániče těla / 3106



K upevnění těla a kloubů, chrání tělo před poškozením.

Model	Velikost (cm)
3106	60 x 7 x 1
3106-1	60 x 14 x 1

Turniketové podložky / 3106



Používají se s turniketem, pomáhají chránit kůži a tkáň pacientů před poškozením při nasazení turniketu.


Model	Velikost (cm)
3106-2	40 x 9 x 0.8
3106-3	60 x 11 x 0.8

Šikmé tvarované podložky / 3107



Podložky jsou určeny pro podporu a ochranu bederní oblasti, oblasti jater a sleziny při operacích v laterální nebo supinační poloze.

Podložky pomáhají chirurgům rozšířit zorné pole při operaci.



Model	Velikost (cm)	Model	Velikost (cm)
3107-1	30 x 18 x 7/3	3107-6	50 x 12 x 10/4
3107-2	25 x 15 x 6/2	3107-9	35 x 15 x 6/2
3107-3	30 x 22 x 5/1	3107-10	36 x 32 x 9/0
3107-4	30 x 13 x 5/2	3107-11	50 x 40 x 8/3
3107-5	30 x 18 x 12/8	3107-12	40 x 22 x 7/1

Podložky ve tvaru sloupku / 3109



Podložky jsou navrženy tak, aby umožňovaly polohování a poskytovaly ochranu a oporu kotníku, kolene a ramene při operacích v supinační poloze. Podložky lze použít také k ochraně a podpoře ramene, hrudníku a kyčelní kosti při operacích v prostrační poloze a k ochraně podpažní jamky při operacích v laterální poloze.

Model	Velikost (cm)	Model	Velikost (cm)	Model	Velikost (cm)
3109-1	50 x 12 x 10	3109-6	20 x 5 x 5	3109-7 (Pediatrický)	25 x 12.5 x 5
3109-2	40 x 12 x 10	3109-9	30 x 7 x 7	3109-8 (Pediatrický)	28 x 12 x 5
3109-3	30 x 12 x 10	3109-10	40 x 10 x 9.5	3109-12	25 x 11.5 x 5
3109-4	20 x 12 x 10	3109-11	30 x 10 x 9.5	3109-13	35 x 11.5 x 6
3109-5 (Pediatrický)	10 x 5 x 5	3109-14	32.5 x 17.5 x 7.5	3109-16	40 x 17.5 x 7.5

Klenuté podložky / 4101



Poskytují ochranu hrudníku a kyčelní kosti pacienta při operacích v pronační poloze, ochranu kolen a kotníku při operacích v supinační poloze a ochranu podpaží při operacích v laterální poloze. Mohou být použity také jako polohovací pomůcky při mnoha dalších operacích.



Model	Velikost (cm)
4101-1	30 x 15 x 7
4101-2 (Pediatrický)	30 x 10 x 4
4101-3	50 x 15 x 7
4101-4	50 x 10 x 4
4101-5	30 x 10 x 7
4101-6	50 x 10 x 7
4101-7 (pěnové jádro)	30 x 15 x 7
4101-8 (pěnové jádro)	50 x 15 x 7
4101-9	20 x 15 x 7
4101-10 (Pediatrický)	20 x 10 x 7
4101-11	40 x 15 x 7
4101-12	50 x 15 x 10
4101-13	50 x 10 x 10
4101-14	50 x 15 x 12
4101-38 (pěnové jádro)	50 x 15 x 12

Model	Velikost (cm)
4101-16	25 x 10 x 7
4101-17 (Pediatrický)	30 x 22 x 5
4101-18	40 x 15 x 4
4101-19	20 x 10 x 5
4101-20	40 x 15 x 12
4101-21	25 x 10 x 5
4101-22	29 x 10 x 6
4101-23	34.5 x 12 x 7
4101-24	32.5 x 17.5 x 14
4101-25	40 x 17.5 x 14
4101-26	38 x 18 x 15
4101-27	40 x 13 x 6
4101-28 (Pěnové jádro)	40 x 10 x 10
4101-37	40 x 10 x 10
4101-29	50 x 10 x 5
4101-30 (Neonatální)	50 x 23.5 x 4.5
4101-31	50 x 25 x 8
4101-33 (Neonatální)	15 x 6 x 15
4101-35	40 x 15 x 10
4101-39 (Neonatální)	20 x 5 x 4
4101-40 (Neonatální)	20 x 6 x 6
4101-41 (Neonatální)	15 x 4 x 3
4101-42 (Neonatální)	15 x 5 x 4

Tvarované podložky pro paže a nohy / 4102



Pro ochranu kolene a horní části paže při operacích v prostrační a laterální poloze.




Model	Velikost (cm)	Model	Velikost (cm)
4102-1	50 x 15 x 4	4102-5	52 x 14.5 x 5.5
4102-2 (Pediatrický)	40 x 15 x 4	4102-7	30 x 15 x 4
4102-3	60 x 15 x 4	4102-8	30 x 10 x 3
4102-4	60 x 15 x 6	4102-9	25 x 15 x 4

Chrániče a podložky pod paty / 4103



4103 a 4103-1 zajišťují a chrání oblast kotníku a paty. 4103-1 lze použít také k ochraně krku při operacích v supinační poloze. 4103-3 jsou chrániče paty s upevněním na suchý zip, jsou určeny k ochraně paty a kotníku při operacích v supinační nebo laterální poloze.



Model	Velikost (cm)
4103	15 x 8 x 4.5
4103-1	18 x 10 x 7
4103-3	32 x 20 x 1.3
4103-4	32 x 20 x 1.3
4103-5	44 x 4.5 x 1
4103-6	19 x 17.5 x 3

Chrániče kotníků / 4105



Pro fixaci a ochranu kotníků

Model: 4105 **Velikost (cm):** 45 x 7 x 1

Kolenní podložky / 4106



K ochraně kolen.

Model	Velikost (cm)	
4106-1	Vnější: 20 x 20 x 7	Vnitřní: ø 13-ø 11, D: 3
4106-2	Vnější: 11 x 11 x 5	Vnitřní: ø 7-ø 5, D: 2

Tunelové podložky / 4107



Poskytují ochranu a oporu nohou při laterální poloze.

Model 4107-1 **Velikost (cm)** 64 x 40 x 22


Chrániče nohou / 4109



Poskytují ochranu a oporu dolní části nohou při operacích v supinační poloze.

Model: 4109-1 **Velikost (cm):** 52 x 18 x 4

Podložky pro operační sály / 5101



Při použití v kombinaci s operačním stolem může podložka chránit kůži před proleženinami a poraněním nervů.

Model	Velikost (cm)
5101-1	23 x 50 x 1,5 (hlava)
5101-2	100 x 50 x 1,5 (trup)
5101-3	50 x 50 x 1,5 (noha)
5101-4 (s výřezem)	100 x 50 x 1,5 (trup)
5101-5 (s výřezem)	50 x 50 x 1,5 (chodidlo)
5101-9	60 x 25 x 1,5
5101-13	115 x 50 x 1,25
5101-14	62 x 34 x 0,7
5101-18	120 x 50 x 1,5

Stolní podložky plné velikosti	
Model	Velikost (cm)
5101-8	170 x 50 x 1,5
5101-10	180 x 50 x 1,5
5101-11	170 x 52 x 1,5

Podložky pro lůžka na JIP	
Model	Velikost (cm)
5101-12	170 x 70 x 1,5
5101-15	180 x 80 x 1,5

Univerzální čtvercové podložky / 4104



Při použití v kombinaci s přidavným stojanem může podložka chránit kůži před vznikem dekubitů a poraněním nervů a poskytovat ochranu pro koleno při litotomických výkonech, a pro rameno a kyčelní kost při operacích v laterální poloze.



Model	Velikost (cm)	Model	Velikost (cm)	Model	Velikost (cm)
4104-1	30 x 20 x 1.5	4104-9	17 x 11 x 2	4104-17	28 x 23 x 1
4104-2	40 x 24 x 1.5	4104-10	75 x 50 x 2	4104-18	7 x 4 x 1
4104-3	50 x 30 x 1.5	4104-11 (Transparentní)	50 x 30 x 0.6	4104-19	43 x 28 x 1.3
4104-4	17 x 11 x 1.5	4104-12	66 x 41 x 1.5	4104-20	70 x 40 x 1.5
4104-5	50 x 15 x 3	4104-13	10 x 5.5 x 1	4104-21	40 x 23 x 8
4104-6	75 x 30 x 1.5	4104-14	6 x 4 x 1	4104-22	14 x 7 x 1
4104-7	40 x 15 x 5	4104-16	70 x 55 x 0.8	4104-23	45 x 30 x 1.5
4104-8	10 x 5 x 2			4104-24	60 x 50 x 1.5


Podložka ve tvaru polštáře / 7101



Použití tohoto mimořádně univerzálního polohovacího zařízení může nahradit sáčky s pískem – hodí se pro jakýkoli výkon. Použití je přínosné pro tracheotomii, thyreoidektomii, odstranění krčních či nosních mandlí, operace katarakty nebo jiné oftalmologické výkony.

Model	Velikost (cm)
7101-1	36 x 22 x 5
7101-2	46 x 10 x 5
7101-3	35 x 11 x 5
7101-4	25 x 11 x 5
7101-5	51 x 21 x 7.5
7101-6	36 x 23 x 3.8
7101-9	38 x 15 x 7
7101-10	34.5 x 12 x 6.5

Bodové podložky / 8101



K ochraně ostře tvarovaných částí těla během operací.

Model	Velikost (cm)
8101-1	ø 4 x 1
8101-2	ø 8 x 1
8101-3	ø 14 x 1

Speciální opravná souprava



Páska se používá k opravě drobných řezných poškození na gelových podložkách z polymerových materiálů **OKLand®**. Před použitím si přečtěte návod k opravě na obalu.

Název produktu: Opravná páska pro gelové podložky z polymerových materiálů

Model	Velikost (cm)
RP01	9 x 12

Podložky pro polohování hlavy, prostrační

Model	Velikost (cm)
1101-4	23 x 20 x 6
1101-8	20 x 16 x 11
1101-9	21 x 18 x 11

Podložky pro hrudník a kyčelní kost, prostrační

Model	Velikost (cm)
3102-10(A)	40 x 16 x 13/9
3102-10(B)	30 x 16 x 13/9
3103-2	7 x 4 x 4

Podložky pod hlavu typu Donut

Model	Velikost (cm)	Model	Velikost (cm)	Model	Velikost (cm)
1102-3	14 x 5 x 3	1102-7	14 x 7 x 2.5	1103-4	10 x 4 x 2.5
1102-4	10 x 4 x 2.5	1102-8	14 x 5 x 2.5	1103-5	8 x 3 x 2
1102-5	8 x 3 x 2	1103-3	14 x 5 x 3	1103-9	10 x 4 x 2.5

Podložky pod hlavu ve tvaru misky

Model	Velikost (cm)
1107-2	6 x 1.5 / 14 x 3

Podložky ve tvaru sloupku

Model	Velikost (cm)
3109-5	10 x 5 x 5
3109-7	25 x 12.5 x 5
3109-8	28 x 12 x 5

Miskovité podložky pod hlavu ve tvaru podkovy

Model	Velikost (cm)
1108-2	14x3.5

Klenuté podložky

Model	Velikost (cm)
4101-2	30 x 10 x 4
4101-10	20 x 10 x 7
4101-15	25 x 10 x 7
4101-17	40 x 15 x 4
4101-30	50 x 23.5 x 4.5
4101-33	15 x 6 x 15
4101-39	20 x 5 x 4
4101-40	20 x 6 x 6
4101-41	15 x 4 x 3
4101-42	15 x 5 x 4

Podložky pro polohování při výkonech na štítné žláze

Model	Velikost (cm)
1110-4	40 x 30 x 8

Tvarované podložky pro paže a nohy

Model	Velikost (cm)
4102-2	40 x 15 x 4

Ostatní

Model	Velikost (cm)
2109-1	10 x 5 x 2
2109-2	10 x 6.5 x 2
8101-1	ø 4 x 1

Polštář ve tvaru žaby s obsahem polymerních částic



Model	Velikost (cm)
OKL-M09	28 x 21

- Díky obsahu polymerních částic je polštář měkký a pohodlný.
- Bavlněný potah absorbuje pot, je prodyšný a pohodlný.
- Tvar polštáře je flexibilní, a umožňuje přizpůsobit se fyziologickým křivkám dítěte.
- Polštář může být umístěn pod hlavu a krk dítěte, kolem boků nebo končetin, a umožňuje podporu ve specifické poloze a její stabilizaci.
- Jedinečný „konkávní“ design, který připomíná mateřskou ruku, poskytuje dítěti pocit bezpečí a snižuje pravděpodobnost probuzení během spánku.

Gelový polštář



Model	Velikost (cm)
OKL-M10	25 x 15

- Vyrobeno z polymerního gelu, neobsahuje silikon, latex ani žádné jiné senzibilizující materiály, může chránit nezralou pokožku dítěte.
- Bavlněný potah absorbuje pot, je prodyšný a pohodlný.
- Šetrně podpírá hlavičku a krk dítěte, účinně chrání dětskou hlavičku před deformací a pečuje o její tvar.
- Přizpůsobí se fyziologickým křivkám dítěte, zmírňuje tlak a účinně snižuje možnost proleženin.
- Díky vysoké tepelné kapacitě polymerního gelu může polštář po zahřátí sloužit jako dlouhodobý zdroj tepla, a tím chránit před hypotermií, ale po uložení do chladničky je použitelný také jako studený obklad pro lokální ochlazení dítěte.
- Zajišťuje stabilitu polohy a lepší ochranu dětí při přepravě.

Třmeny **OKLand®** Stirrups jsou nastavitelné ve všech směrech, a plně vyhovují požadavkům na polohování pacientů při litotomických operacích. Třmeny výrazně snižují pracovní zátěž klinických pracovníků a zvyšují efektivitu a bezpečnost operací.

OTJ001 / OTJ004



OTJ001



OTJ004

Donut Head Pads / 1102



Délka podpůrného ramene: 97 cm
Průměr nosné tyče s odečtem měřidla: 20 mm
Rozsah vertikálního nastavení opěrného ramene: > 110°
Rozsah horizontálního nastavení opěrného ramene: Vnější > 25°, vnitřní > 9°
Rozsah nastavení podpěry bot podél nosného ramene: 310 mm
Univerzální svorka: 50 x 85 x 80 mm
Úložný vozík: 101 x 45 x 45 cm

Nulový tlak na nohy, dokonalá ochrana peroneálních nervů.
Jedinečné provedení ochranných křídel třmenů eliminuje potenciální poškození peroneálních nervů a výrazně snižuje tlak na lýtka. U značného podílu litotomických operací ochranná křídla zajišťují účinnou ochranu kolien pacientů. Bez náležité ochrany mají kolena tendenci klesat směrem ven a dolů, což vede k natažení tříselných a bederních svalů.

Nastavení ve všech směrech
Snadné a kompletní ovládání litotomie a abdukce, zvětšení operačního zorného pole. Klinický pracovník může snadno měnit polohu nebo provést úpravu nastavení noh ve sterilním stavu, a to dokonce i během operace.

Snadné, bezpečné a přesné nastavení
Poháněné třmeny umožňují velmi snadné nastavení nohou do požadované polohy. Jedinečná konstrukce ochranných křídel pomáhá snížit tlak na podkolenní jamku a na Musculus gastrocnemius. Při polohování třmenů se boty automaticky přizpůsobí tak, aby se zmírnil tlak na M. gastrocnemius. Chodidlo, kotník a lýtko jsou plně zabaleny do ochranné podložky. Úhly pro polohování budou přesně vyznačeny.

- Čištění a dezinfekce:**
- Po použití třmeny před uskladněním nebo dalším použitím vždy vyčistěte a vydezinfikujte otřením.
 - K čištění a dezinfekci třmenů použijte čisticí a dezinfekční prostředky běžně používané v nemocničním prostředí.(Dodržujte pokyny výrobce čisticího a dezinfekčního prostředku).
 - Osušte třmeny čistou bavlněnou utěrkou.
 - Sterilizace plynem, autoklárování, praní v pračce, sušení v sušičce nebo namáčení do dezinfekčních prostředků se NEDOPORUČUJE.

Specifikace	OTJ001	OTJ003	OTJ004
Maximální hmotnost pacienta	12 kg	12 kg	12.5 kg
Velikost bot	Maximální hmotnost 180 kg	Maximální hmotnost 180 kg	Maximální hmotnost 230 kg
Obal na boty	Classic / Premium	Classic	Premium
Specifications	Bavlna / gel	Gel	Bavlna / gel



CELKOVÉ POLOHOVÁNÍ



Polohování v supinační poloze



Oblast těla	Popis výrobku	Model
Hlava a krk	Podložky pod hlavu typu Donut	1102-2
	Podložky pod hlavu ve tvaru misky	1107-3
	Hlavové podložky typu Donut ve tvaru kisoidy	1109-1/2
	Konturované podhlavníky pro pacienty v supinační poloze	1104
	Ploché podložky pod hlavu pro pacienty v supinační poloze	1106-1
Paže a loket	Tvarované podložky pro paže a nohy	4102-1
	Univerzální podložky pro opěrku ruky	2101-4
	Chránič loktů	2102
	Chránič zápěstí	2103-1
Tělo	Šikmé tvarované podložky	3107-3
	Podložka ve tvaru polštáře	7101-2
	O. Podložky pro operační stoly	5101
Noha a koleno	Klenuté podložky	4101-3
Kotník, pata a chodidlo	Klenuté podložky	4101-3
	Chránič paty	4103-1



Oblast těla	Popis výrobku	Model
Hlava a krk	Podložky pro polohování hlavy, prostrační	1101-1/3
	Tvarované podložky pro paže a nohy	4102-1
Paže a loket	Univerzální podložky pro opěrku ruky	2101-4
	Chránič loktů	2102
Tělo	Podložky pro použití v prostrační poloze	3102-1/3/10
Noha a koleno	Tvarované podložky pro paže a nohy	4102-1
	Kolenní podložky	4106-1/2
Kotník, pata a chodidlo	Klenuté podložky	4101-14



Oblast těla	Popis výrobku	Model
Hlava a krk	Podhlavníky typu podkova	1103-1/2
	Miskovité podložky pod hlavu ve tvaru podkovy	1108-1
Paže a loket	Tvarované podložky pro paže a nohy	4102-1
	Univerzální podložky pro opěrku ruky	2101-4
Tělo	Laterální podložky	3101-1
	Tělové chrániče	3106
	Klenuté podložky	4101-4
	Podložka ve tvaru polštáře	7101-2
Noha a koleno	Tunelové podložky	4107-1
Kotník, pata a chodidlo	Ploché podložky pod hlavu pro pacienty v supinační poloze	1106-1



Oblast těla	Popis výrobku	Model
Hlava a krk	Podložky pod hlavu typu Donut	1102-2
	Podložky pod hlavu ve tvaru misky	1107-3
	Hlavové podložky typu Donut ve tvaru kisoidy	1109-1/2
	Konturované podhlavníky pro pacienty v supinační poloze	1104
	Ploché podložky pod hlavu pro pacienty v supinační poloze	1106-1
Paže a loket	Tvarované podložky pro paže a nohy	4102-1
	Univerzální podložky pro opěrku ruky	2101-4
Tělo	Podložky pod kyčle	3104/3104-16
Noha a koleno	Univerzální čtvercové podložky	4104-3



- Vyrobeno z viskoelastického polymerního gelu. 100% bez silikonu, latexu a změkčovadel.
- Poskytování profesionální podpory pro různé části těla v rámci chirurgie.
- Pomáhá rovnoměrně rozložit tlak na povrch těla pacienta a tím snižovat jeho koncentraci na jednotlivých místech.
- Propustnost pro RTG záření a antibakteriální účinek.
- Kompatibilní s MRI a bezpečný pro radiační léčbu.
- Biokompatibilní s lidskými tkáněmi.
- Rozsah pracovních teplot: -29°C až 70°C.
- Snadné čištění.
- Cenově výhodný a odolný.
- CE a ISO13485 certifikace.
- Registrováno úřadem FDA (USA).
- RoHS.



Bezpečnostní opatření

- Zacházejte se zvýšenou opatrností;
- Zabraňte přímému kontaktu s tvrdými nebo ostrými předměty;
- Nepoužívejte k čištění podložky silně žíravé dezinfekční nebo čisticí prostředky.
Je třeba vyhnout se jódovým látkám;
- Při skladování udržujte podložky v jedné rovině, chraňte před přímým slunečním zářením a prachem;
- Podložky uchovávejte mimo dosah ultrafialového světla;
- Při operacích v poloze na boku a v prostrační poloze se doporučuje přes podložky položit jednu vrstvu operačního prostěradla, aby se pacient cítil pohodlněji;
- Nevkládejte podložky pod pacienta hrubou silou. Dbejte na to, aby byl povrch podložky pod pacientem hladký;
- Před použitím si důkladně přečtěte uživatelskou příručku;
- Při dlouhotrvajících operacích (zejména při operacích v prostrační poloze) uvolněte místa náchylná k proleženinám po dobu 5–10 minut každé 3 hodiny.

Kontraindikace

- Bolestivost nebo poranění kůže v místech, která mají být prodyšná;
- Pacienti alergičtí na polymerní materiály;
- Pacienti s nadváhou při operacích v prostrační poloze.

Čištění a dezinfekce

- Podložky jsou voděodolné, a lze je sterilizovat ve sterilizátorech za studena i v mokřém procesu.
- K čištění povrchu podložky lze použít čistou vodu nebo čisticí a dezinfekční prostředky na zařízení běžně používaná v nemocničním prostředí.
- Je třeba vyhnout se neředěným nebo silným dezinfekčním prostředkům. NESMÍ se používat dezinfekční prostředky s peroxidem vodíku, chlornanem sodným nebo jinou žíravou složkou (silně kyselou a silně zásaditou).
- Alkohol lze použít (doporučená koncentrace alkoholu je 70–75 %).
- Použití jodového čisticího prostředku může změnit barvu podložky, ale neovlivní její bezpečnost a funkci.
- Sterilizace plynem, autoklávování, praní v pračce, sušení v sušičce nebo namáčení do dezinfekčních prostředků se NEDOPORUČUJE.

Polohování podložek a pacientů v katalogu je pouze orientační.

V případě jakéhokoli rozporu mezi katalogem a skutečným výrobkem má přednost skutečný výrobek.

Viskoelastické gelové podložky z polymeru jsou schopny dobře rozložit váhu a tlak a pomáhají předcházet proleženinám a bérčovým vředům. Podložky však nepředstavují jedinou strategii prevence proleženin a bérčových vředů.

"...Při operacích závisí polohování pacientů mimo jiné na praktických požadavcích dané operace (např. délka operace), fyzickém stavu pacienta, a konkrétních částí těla pacienta vystavených účinkům tlaku. Používejte správné polohovací podložky.

Ošetřující personál by měl pečlivě sledovat krevní oběh pacienta během operace.

Při delších operacích, je-li to možné, uvolňujte a masírujte místa pod tlakem, aby se zamezilo vzniku dekubitů..."

Převzato z knihy Základy ošetrovatelství



Auckland Medical Polymer (Tianjin) Co., Ltd

📍 Building D5-2, XEDA International Industrial Park, Xiqing Economic Development Area (XEDA), Tianjin, 300385, Čína.

☎ 86-22-23827978

🖨 86-22-23828536

🌐 www.okltj.com

✉ okland@okltj.com / oklmedical@163.com

Ver. C

FDA CE bsi. ISO 13485 MDSAP RoHS

Všechny uvedené produkty jsou zdravotnickými prostředky třídy I dle Nařízení (EU) 2017/745 a jsou určeny výhradně pro použití zdravotnickými odborníky. Distributor v ČR: DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
Pro více informací o produktu kontaktujte obchodní zastoupení v České republice:

