

Inovativní přístroj pro vulvovaginální ošetření

Caress Flow

Zdravotnický prostředek třídy IIA určený pro neinvazivní a bezbolestnou terapii žen trpících:

- Vestibulitidou
- Vulvovaginální atrofii
- Recidivující kandidózou
- Inkontinencí moči
- Lichenem
- Pálením při močení

Jak Caress Flow funguje?

Caress Flow kombinuje vysokou koncentraci kyslíku s kyselinou hyaluronovou, což:

- Podporuje mikrocirkulaci a regeneraci tkání
- Stimuluje buněčnou výměnu a zlepšuje hydrataci sliznic
- Má **antimikrobiální účinky** na anaerobní bakterie
- Zlepšuje elasticitu tkání a udržuje jejich strukturu



Roztok
Caress Flow

Spojovací
Hadička

Aplikátor

Kanyla

Výhody pro lékaře

- + **Inovativní**, klinicky ověřená metoda
- + **Snadné použití** bez nutnosti dlouhého zaškolení
- + **Rychlé ošetření** bez nutnosti rekonvalescence pacientky
- + **Ekonomicky výhodné řešení** s nízkými provozními náklady
- + **Jednorázové komponenty** minimalizující riziko křížové kontaminace

Výhody pro pacientky

- + **Bezbolestná a neinvazivní** léčba
- + **Žádné vedlejší účinky**
- + **Rychlá úleva** od symptomů
- + **Možnost opakování** ošetření podle potřeby
- + **Bez nutnosti rekonvalescence**



Technická specifikace

- Hmotnost: 24 kg
- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Čistota dodávaného kyslíku: 93% ± 3%
- Průtok kyslíku: 2 ± 0,2 l/min
- Výstupní tlak kyslíku: 1 ± 0,1 bar

Kontraindikace a upozornění

- Nepoužívat u pacientek s aktivními pohlavně přenosnými chorobami
- Nevhodné pro onkologické pacientky bez stanovené diagnózy
- Nepoužívat u pacientek s nedávným chirurgickým zákrokem v oblasti aplikace
- V případě citlivosti na složky roztoku používat pouze kyslíkovou terapii
- Používat pouze v dobře větraném prostředí (min. 10 m³)

Vědecky podložené úspěchy.
Caress Flow je podpořen
klinickými studiemi.



Katalogové číslo	Název	Počet kusů v balení	Účel
CF-Unit	Caress Flow přístroj s aplikátorem	1 ks	Aplikační jednotka
	Caress Flow Solution	15 lahviček	Ošetřovací roztok
CF-Kit	Spojovací hadička	15 ks	Připojení přístroje
	Kanyla	15 ks	Jednorázová aplikace

Důležité upozornění: Caress Flow je zdravotnický prostředek třídy IIA. Registrační číslo zdravotnického prostředku: CE 1370. Určeno pro odborné zdravotnické pracovníky. Před použitím se seznamte s návodem k použití a kontraindikacemi uvedenými v uživatelském manuálu. Tento leták je určen výhradně pro odbornou veřejnost.
Výrobce: Caress Flow S.R.L., Itálie, www.caressflow.com