

Řešení pro uzavírání ran a odstranění svorek

Chirurgická kožní sešíváčka

Efektivní a precizní uzavření rány
po operačním výkonu



Katalogové číslo

Počet kusů v balení


11.000.00.035

5

- + **Rychlé a bezpečné uzavření rány**
Minimalizuje operační čas a snižuje riziko infekce.
- + **Jednoduchá manipulace**
Ergonomický design umožňuje pohodlné a přesné použití.
- + **35 kožních svorek z nerezové oceli**
Spolehlivé spojení s optimálním tlakem.
- + **Sterilní a jednorázové použití**
Zajišťuje maximální bezpečnost pro pacienta i personál.
- + **Délka svorek 7,2 mm a šířka 4,9 mm.**

Odstraňovač kožních svorek

Bezpečné a šetrné odstranění svorek



Katalogové číslo

Počet kusů v balení

11.000.00.036

20

- + **Ergonomický design**
Umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci.
- + **Rychlé a jednoduché použití**
Minimalizuje diskomfort pro pacienta.
- + **Sterilní a jednorázové použití**
Zajišťuje maximální hygienu a bezpečnost.
- + **Kompatibilita**
Vhodný pro většinu dostupných kožních svorek na trhu.

Chirurgická kožní sešíváčka a odstraňovač kožních svorek jsou zdravotnické prostředky určené k použití odborníky ve zdravotnictví.

Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce.

🏠 Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim

☎ 541 422 070 ✉ objednavky@dahl.cz 🌐 www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ