

Prokazuje
77.8%
snížení počtu
hysterektomií
ve srovnání se
standardem
péče^{1,2}



PŮSOBÍ RYCHLE

Jedinečný mechanismus účinku snižuje nutnost další chirurgické terapie¹

- Řeší širokou škálu indikací při děložním poporodním krvácení^{1,2,4,5,6}
- Rychlá hemostáza probíhá nezávisle na vlastním mechanismu srážení krve pacientky⁷
- Vysoce účinná kontrola krvácení u pacientek ohrožených antikoagulační terapií nebo traumatem vyvolanou koagulopatií⁸



BEZPEČNÝ A KLINICKY ÚČINNÝ

10 let srovnávání klinické účinnosti se standardní péčí

- 100% hemostáza při krvácení stupně 1 a 2 (až do 2500 ml) u všech porodů^{1,4}
- 95,6 % hemostáza⁹ při krvácení stupně 1 až 3 (až do 8000 ml) u vaginálních porodů^{1,4}
- 77,8% snížení počtu hysterektomií ve srovnání se současným standardem péče^{1,4}
- Bezpečný a klinicky účinný s podporou řady recenzovaných, publikovaných klinických prací^{1,2,4,5,6}



VŠESTRANNÝ A SNADNO POUŽITELNÝ

Umožňuje globalizaci technologie v rozvinutých i rozvojových zemích

- Produkt s nízkou hmotností, který se **snadno a rychle** aplikuje a odstraňuje^{4,5,9}
- Vyžadované zaškolení usnadňuje jednoduchost produktu a soulad se standardní technikou děložní tamponády
- Robustní design produktu **s životností 5 let. Žádné zvláštní požadavky na skladování** (široký rozsah teploty) **a bez dalších přípravných kroků** nebo potřeby dalších materiálů nebo energie.

Pro více informací navštivte: www.celoxpph.com